



Mix D9091

Druh: Calendula officinalis	
Skupina: Princess	
Plné květy na pevných dlouhých stoncích, vhodné k řezu.	
Firma: Benary	Forma osiva: Natural
Délka kultury: 9-13 týdnů	Užití: kobercové
Výška: 60 cm	výsadby, k řezu
Expozice: Slunce	
CENA: 74,00 Kč (1000 semen)	

Použití	Skupina vhodná k řezu, květy jsou plné, jednotlivé barvy spolu pěkně kontrastují. Stonky jsou pevné. Vhodné také do sesazovaných nádob.
Výsevní termín	Konec ledna až březen pro kvetoucí rostliny v dubnu až květu; červenec-srpen pro kvetoucí rostliny v únoru-dubnu; výsev od listopadu do února pro skleníkovou produkci řezaných květů.
Způsob výsevu	1-3 semena do jedné cely sadbovače.
Klíčení	5-10 dní při teplotě 21 °C. Semena po vysetí lehce zasypeme vermikulitem, substrátem nebo pískem, jelikož klíčení probíhá za tmy. Od fáze 2 snížíme teplotu na 16-18 °C a sadbovač umístíme na světlo. Mladé rostliny nepřelévat, držet je spíše na suchu.
Následné pěstování	2-4 týdny po vyklíčení přesazujeme po jedné rostlině do 10-15 cm květináčů nebo po 2-3 rostlinách do 3-5 litrových nádob. Ven sázíme na počátku dubna ve vzdálenosti 20-30x20-30 cm. Doporučují se používat podpurné sítě.
Substrát	Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-10 % perlitu nebo 0-20 % kokosových vláken, 1,5-3 kg/m ³ kompletního vyváženého hnojiva, cheláty železa, mikroelementy a pH 5,8-6,5. Venkovní pěstování: humózní hluboké půdy s dobrým odvodněním. C. officinalis nemá žádné speciální požadavky. Standardní hnojení: 50-80 g vyváženého hnojiva na m ² .
Teploty	Pěstování při teplotách 10-15 °C, nad 18 °C větráme. Měsíčky nerostou, pokud je teplota nižší než 8 °C. Je možná studená kultivace v nevytápěném skleníku na počátku jara.
Hnojení	Vysoké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně (2 týdny po nahrnkování a dále) 100-200 ppm dusíku (při 2 kg/m ³ pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), použití kompletního vyváženého hnojiva. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké množství dusíku vede k oddálení květní iniciace a slabým stonkům. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku. Jednou nebo dvěma aplikacemi chelátů železa předejdeme deficitu železa.

V nabídce v 5 čistých barvách a směsi (D9091).



Golden D9001



Golden Black Center D9031



Orange D9051



Orange Black Center D9071

Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit podle konkrétních podmínek pěstování.